

# PHILIPS

## Lighting



# Medical Therapy Jaundice TL/TL-D

## TL 20W/52 SLV/25

lampade fluorescenti ad attacco unico ai vapori di mercurio a bassa pressione (compatte o tubolari)

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Applicazione principale	Terapie medicali
Vita al 50% di guasti (Nom)	9000 h
Vita utile (Nom)	2000 h

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	52
Flusso luminoso (Nom)	330 lm
Descrizione del fascio	-
Designazione colore	Medicale
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	85 %
Mantenimento lumen 5000 h (Nom)	75 %
Coordinata cromatica Y (Nom)	154
Coordinata cromatica Y (Nom)	69
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	20 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	19.3 W
Corrente lampada (Nom)	0.36 A

Tensione (Nom)	59 V
----------------	------

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8.0 mg


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150064302540
Nome prodotto ordine	TL 20W/52 SLV/25
EAN/UPC - Prodotto	8711500643025
Codice d'ordine	64302540
Codice Locale	2052N
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
N. materiale (12NC)	928003505203
Peso netto (Pezzo)	156.000 g

## Medical Therapy Jaundice TL/TL-D

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


### Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

TL 20W/52

### Fotometrie



Designazione colore /52



Designazione colore /52

